

Prototype Masque de VNI





| | Α | В | C |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| 2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| | | | |

| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 PC | Profondeur du masque |
|--------------|-----|-----|-----|----|---------|----------------------|
| 4 mois | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 32 | 40,5 | |
| 2 mois | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 34 | 39,5 | 2 cm |
| 12 mois | 3,0 | | 3,3 | 35 | 41,5 | |
| 3mois 1/2 | 2,0 | 2.0 | 2,0 | 33 | 41 | |
| | | | | | | |


PC: périmètre crânien varie 4: Tour de tête sous les oreilles


Coude : diamètre de sortie prise male 2,2 cm, rotatif à 360°, incliné à 90°, fuites sur le haut du coude

cc creative commons

BY NC SA

Prototype Masque de VNI





| A | В | C |
|-----|-----|---------|
| 2,5 | 2,5 | 3 |
| 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| | | 2,5 2,5 |


| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 PC | Profondeur du masque |
|--------------|-----|-----|-----|----|---------|----------------------|
| 4 mois | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 32 | 40,5 | |
| 2 mois | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 34 | 39,5 | 2 cm |
| 12 mois | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 35 | 41,5 | - 2 cm |
| 3mois 1/2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 33 | 41 | |

PC: périmètre crânien varie 4: Tour de tête sous les oreilles


Coude : diamètre de sortie prise male 2,2 cm, rotatif à 360°, incliné à 90°, fuites sur le haut du coude

cc († \$ 0


PROTOTYPE 1





























mill or le cotal

commons

Copyright © 2013 Fabrique d'Objets Libres


BY NC SA






Prototype Masque de VNI

Fixa Lixes





| | A | В | C |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| 2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| | | | |


| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 PC | Profondeur du masque |
|--------------|-----|-----|-----|----|---------|----------------------|
| 4 mois | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 32 | 40,5 | |
| 2 mois | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 34 | 39,5 | 2 cm |
| 12 mois | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 35 | 41,5 | |
| 3mois 1/2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 33 | 41 | |

PC: périmètre crânien varie 4: Tour de tête sous les oreilles

Coude : diamètre de sortie prise male 2,2 cm, rotatif à 360°, incliné à 90°, fuites sur le haut du coude

cc creative commons

BY NC SA





Partie bonnet:

Mesure du PC:

| Age | PC | Tour de tête |
|-------|-------|--------------|
| 9 M | 45 | 32 |
| 26 J | 34 | 26 |
| 16 M | 48 | 39,5 |
| 4 M | 40,5 | 32 |
| 3 ½ M | 41 | 33 |
| 11 M | 45 | 38 |
| 1 A | 41,5 | 35 |
| 2 M | 39, 5 | 34 |
| | | |

Spécificités: -5 points d'attaches sur le bonnet / harnais à définir -Pensez à un système d'attache <u>amovible</u> pour sucette (tototte)

Le bonnet /harnais (à définir avec les filles)

Celui-ci doit être facile à entretenir, matière légère (transpiration), étirable Facile à mettre en place et à repositionner.

